



## Numerose opzioni di presa

Grazie alle numerose funzioni della mano Michelangelo, avete a disposizione sette diverse posizioni della mano. Cucinare, sfogliare le pagine di un libro o usare la tastiera di un computer: la mano Michelangelo vi aiuta a integrare questi movimenti nella vostra vita quotidiana, ricreativa e professionale.



## Polso flessibile

Il polso meccanico AxonWrist può essere flesso, esteso e ruotato all'interno o all'esterno. Inoltre, in una modalità flessibile di recente sviluppo, l'AxonWrist replica il movimento di un polso naturale in posizione rilassata. Questa caratteristica è attualmente esclusiva! È quindi possibile evitare movimenti di compensazione innaturali, favorendo una postura corretta del corpo.



## Design naturale

L'obiettivo dei designer e degli ingegneri del reparto ricerca e sviluppo della mano Michelangelo era quello di riprodurre il più possibile l'aspetto estetico e sensoriale della mano naturale. Le dita sono realizzate in materiali resistenti e morbidi per riprodurre la mano naturale nei minimi dettagli. Il polso della mano di forma piatta e ovale sottolinea l'aspetto naturale più di quanto non fosse sinora possibile con un polso rotondo. I guanti cosmetici personalizzabili sono disponibili in sei diverse tonalità di colore.



## Guanto cosmetico personalizzato

I resistenti guanti cosmetici, disponibili in sei diverse tonalità di colore, sono realizzati con più strati. Le fibre di colore all'interno riproducono la struttura naturale delle vene della mano umana. Nel palmo della mano sono integrate delle sagomature che rendono molto naturali i movimenti del polso e del pollice. Per coloro che desiderano esaltare il design della propria protesi, sono disponibili anche un guanto cosmetico traslucido ed uno nero.